

## **BLACK HOLE**

### **DER GERÄUSCHLOSE WASSERSAUGER FÜR OPERATIONSSAAL-BÖDEN**



Black Hole ist eine einzigartige und geräuschlose Lösung zur Flüssigkeitsbewältigung auf Operationssaal-Böden.

- Vollkommen geräuschlos (keine störenden Schlurfgeräusche)
- Wasser und andere Flüssigkeiten werden äusserst effektiv aufgesaugt
- Black Hole schafft bis zu 80 Liter Flüssigkeit pro Stunde
- Einfach anzuschliessen an jede bestehende Saugpumpe im OPS
- Ring in die Flüssigkeit am Boden legen und 1 Minute warten bis sich der Ring voll gesaugt hat
- Einfach im Gebrauch, problemlos von Pfütze zu Pfütze verschiebbar
- Klebt nicht am Boden fest
- Black Hole ist ein Einwegartikel und muss täglich ausgewechselt werden
- Produziert sehr wenig Abfallvolumen. Zerknüllen und entsorgen

Verpackungseinheit: 20 Stk.

Art. Nr. AV-0005