

# ELASTUS®-active

Kohäsive, elastische Binde als Stütz- und Entlastungsverband

# ELASTUS®

active

Jetzt auch in  
Farbe pink

**ELASTUS®-active - kohäsive, latexfreie, längselastische Binde zum Stützen, Entlasten und Fixieren**

## Eigenschaften

- Kohäsiv (selbsthaftend), Dehnbarkeit maximal 120 %.
- Latexfrei, verhindert Latexallergien – hypoallergen getestet
- Hautfreundlich, atmungsaktiv, weich und angenehm auf der Haut
- Wasser- und schmutzabweisend, mehrfach verwendbar
- Durch guten Hafteffekt rutschfest - leicht und faltenfrei anzulegen
- Gewebe nur längselastisch
- Gepolstert, schützt vor Stößen und bei Verletzungen
- Behält die einmal angelegte Dehnung und ist stützend
- Passt sich dem wechselnden Druck der Gefäße an und reduziert die Blutstaugefahr

## Einsatzbereiche

- Bänder- und Muskelverletzungen
- Distorsionen, Kontusionen, Sehnen- und Kopfverletzungen
- Zur Nachbehandlung von Frakturen und Operationen
- Als Stütz-, Entlastungs- und Kompressionsverband
- Bei Sportverletzungen sowie für den universellen Einsatz
- Zur Fixierung und als Sekundärverband

## Material

Polypropylen Kraton®, latexfrei, patentiertes Verfahren, hypoallergene latexfreie Polyacrylat-Klebmasse, rückstandsfrei verbrennbar, chemisch inaktiv, 3-lagig

**Breiten:** 2,5cm 5cm 7,5cm 10cm 15cm


**Länge:** 4,6 m gedehnt

**Farben:** blau, rot, gelb, dunkelgrün, weiss, pink, hautfarben und als Farbmix (hautfarben und pink nicht in den Größen 2,5 cm und 15 cm lieferbar)

**Farbmix, Karton à 24 Stück:** 8x blau, 4x weiss, 4x rot, 4x gelb, 4x dunkelgrün

## Hinweise

Nicht zu fest anlegen, das freie Ende bei Bedarf fixieren.



Wichtig!  
Verschreibungsfähig im Rahmen  
des Sprechstundenbedarfs

MiGeL Nr. 35.01.07.xx.1

**Zaugg**  
medical  
**Zaugg medical GmbH**  
In der Höh 46  
8604 Volketswil  
Tel. 043 810 12 50  
Fax 043 810 12 51  
info@zauggmedical.ch